

CareWatch

# Manuel d'utilisation

CareWatch  
10/12/2016

L'utilisation de notre produit est divisée en trois parties.

En effet, les trois éléments principaux de celui-ci sont la montre, l'application sur Android et la borne qui fait la liaison entre les deux.

### Application.

Une fois connecté à l'application, une liste de patient vide ou non s'affiche. Les patients ont trois états possibles, représentés par une couleur :

- Vert, le patient se situe dans le périmètre voulu.
- Orange, le patient est en dehors du périmètre voulu mais en a la permission.
- Rouge, le patient est en dehors du périmètre voulu sans permission.

L'application permet de modifier la liste de patients de son utilisateur, et ainsi de la moduler à sa guise.

- Pour y ajouter un patient, appuyez sur le bouton d'ajout situé en haut à droite de la liste. Une interface d'ajout s'affiche, ajoutez-y les coordonnées personnelles du client.
- Pour retirer un patient, sélectionnez le patient désiré dans la liste et une interface d'informations personnelles de celui-ci s'affiche. Appuyez ensuite sur le bouton de retrait (croix rouge) en haut à gauche de l'interface.

Une fois le client encodé, elle permet trois autres fonctionnalités :

- L'ajout de permission de sorties pour le client, à l'aide d'un calendrier. Pour ce faire, sélectionnez le patient voulu et appuyez ensuite sur le bouton « + » situé à droite du calendrier. Ajoutez ensuite la date et l'heure de sortie autorisée.
- L'ajout d'alarmes pour le patient voulu. Pour cela, sélectionnez celui-ci dans la liste et appuyez sur le bouton « + » situé à droite de la liste d'alarme. Ajoutez ensuite la date et l'heure d'alarme voulue, ainsi que le motif de celle-ci.
- L'ajout de commentaire personnalisé pour le patient voulu. Pour cela, appuyez sur le champ de texte commentaire.

### Montre

La montre est placée au poignet du patient. Elle recevra des vibrations et signaux lumineux pour chacun de ses rappels, et également s'il sort du périmètre autorisé.

### Borne

La borne permet la détection du périmètre des patients. Celle-ci est placée dans l'établissement et des répéteurs permettant une plus large détection le sont également. Le placement de la borne et des répéteurs et pris en charge par notre équipe pour plus de facilités et mieux répondre à vos besoins.